

FICHA TÉCNICA

GUANTES DE LÁTEX CON POLVO BESTDENT		
REFERENCIAS	24685: Tamaño L 24686: Tamaño M 24687: Tamaño S 24688: Tamaño XS	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Top Glove SDN. BHD. Lot. 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan,Malasia.	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme a la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Guantes de látex con polvo, no estériles, de un solo uso. Ambidiestros.	
COMPOSICIÓN	100% goma natural.	
ESPECIFICACIONES	Tamaños: L, M, S y XS	
EMBALAJE	Caja con 100 unidades	
CADUCIDAD	5 años	
FINALIDAD PREVISTA	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los guantes están fabricados con látex, que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Si esto ocurre, discontinuar su uso inmediatamente y consultar con el médico.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
NORMATIVAS QUE CUMPLEN	EN 455: 1-2-3 EN 420+A1 EN 374: 2	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT POWDERED LATEX GLOVES		
REFERENCES	24685: Size L 24686: Size M 24687: Size S 24688: Size XS	
MANUFACTURER	Top Glove SDN. BHD. Lot. 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Latex gloves powdered. Non-sterile. Ambidextrous. For single use only.	
COMPOSITION	100% natural rubber.	
SPECIFICACIONS	Sizes: L, M, S and XS	
PACKAGING	100 units	
SHELF LIFE	5 years	
INTENDED USE	Gloves intended for use in the medical field to protect the patient and user from cross contamination. Intended for conducting medical examinations, diagnostic and therapeutic procedures, in dentistry and in handling contaminated medical material.	
SAFETY INFORMATION	The gloves are made of natural rubber latex that may cause allergic reactions in some people. If allergic reactions occur, discontinue use immediately and consult the doctor.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	
STANDARDS APPLIED	EN 455: 1-2-3 EN 420+A1 EN 374: 2	

SCHEDA TECNICA

GUANTI IN LATTICE A POLVERE BESTDENT		
CODICI ARTICOLI	24685: Taglia L 24686: Taglia M 24687: Taglia S 24688: Taglia XS	
PRODOTTO DA	Top Glove SDN. BHD. Lot. 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan,Malaysia.	
NOTE TECNICHE	Dispositivi Medici Classe I. Classificati in base all'allegato della Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.	
DESCRIZIONE	Guanti in lattice a polvere. Non sterili. Ambidestri. Per uso singolo.	
MATERIALE DI PRODUZIONE	Lattice di gomma naturale.	
SPECIFICAZIONI	Dimensioni: XS, S, M e L	
IMBALLAGGIO	100 unità	
VITA UTILE	5 anni	
DESTINAZIONE D'USO	Guanti destinati all'uso in campo medico per proteggere il paziente e l'utente dalla contaminazione incrociata. Destinato all'esecuzione di esami medici, procedure diagnostiche e terapeutiche, all'odontoiatria e alla manipolazione di materiale medico contaminato.	
INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA	I guanti sono fatti di lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche in alcune persone. Se si verificano reazioni allergiche, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.	
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere dall'umidità.	
STANDARD APPLICABILI	EN 455: 1-2-3 EN 420+A1 EN 374: 2	