

9606 9616 			
			
		10	10
Tamaño - Tamanho	Ø 1/8 mm	060	060
L	mm	9,0	9,0
RA - RA			
			
658 204 030513 ...			
9606.204. ...		060	-
658 204 030503 ...			
9616.204. ...		-	060


15000 min⁻¹/rpm
 6000 min⁻¹/rpm

Alta eficacia de pulido para el pulido de amalgama,
 aleaciones de metal precioso y no precioso
 Usar con spray refrigerante
 Alta eficácia de polimento para polir amálgama, ligas de
 metal precioso e não precioso
 Usar com refrigeração

9607 9617 			
			
		10	10
Tamaño - Tamanho	Ø 1/8 mm	090	090
L	mm	8,0	8,0
RA - RA			
			
658 204 030513 ...			
9607.204. ...		090	-
658 204 030503 ...			
9617.204. ...		-	090

15000 min⁻¹/rpm
 6000 min⁻¹/rpm

Alta eficacia de pulido para el pulido de amalgama,
 aleaciones de metal precioso y no precioso
 Usar con spray refrigerante
 Alta eficácia de polimento para polir amálgama, ligas de
 metal precioso e não precioso
 Usar com refrigeração

9608 9618 			
			
		10	10
Tamaño - Tamanho	Ø 1/8 mm	030	030
L	mm	6,0	6,0
FG - FG			
			
658 314 243513 ...			
9608.314. ...		030	-
658 314 243503 ...			
9618.314. ...		-	030
RA - RA			
			
658 204 243513 ...			
9608.204. ...		030	-
658 204 243503 ...			
9618.204. ...		-	030

15000 min⁻¹/rpm
 6000 min⁻¹/rpm

Alta eficacia de pulido para el pulido de amalgama,
 aleaciones de metal precioso y no precioso
 Usar con spray refrigerante
 Alta eficácia de polimento para polir amálgama, ligas de
 metal precioso e não precioso
 Usar com refrigeração

9609 9619 			
			
		10	10
Tamaño - Tamanho	Ø 1/8 mm	045	045
L	mm	10,0	10,0
RA - RA			
			
658 204 243513 ...			
9609.204. ...		045	-
658 204 243503 ...			
9619.204. ...		-	045

15000 min⁻¹/rpm
 6000 min⁻¹/rpm

Alta eficacia de pulido
 Para el pulido de amalgama, aleaciones de metal
 precioso y no precioso
 Alta eficácia de polimento para polir amálgama, ligas de
 metal precioso e não precioso
 Usar com refrigeração