



proclinic

lo mejor para tu clínica

Nuevo!



Lotus® Plus

Pinza para abrir/cerrar el Clip del Bracket Lotus® Plus
PLUS! Elimina la conversión accidental del Bracket



Apertura Fácil

Para abrir el clip del bracket Lotus Plus, colocar la punta recta en el clip de apertura, y la punta curva en la zona bajo las aletas y apriete. La herramienta abrirá completamente el bracket Lotus® Plus, sin la preocupación de la conversión accidental del bracket.

Cierre Seguro

Para cerrar el clip del bracket Lotus Plus, colocar la punta recta en la base del clip y el extremo curvo en la zona bajo las aletas y apriete.

Item #: IOT-210
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

Nuevos Instrumentos Apertura/Cierre Lotus® Plus

La Tecnología de la Ortodoncia a su Servicio

Nuevo!



Lotus® Plus

Pinza de Cierre y Director de Arco
PLUS! Fácil colocación de los arcos en casos de apiñamiento.



Cierre Seguro

Para cerrar el clip del bracket Lotus Plus al mismo tiempo que dirige el arco, coloque el extremo con muesca en el arco y el otro extremo en la base del clip y apriete.

Item #: IOT-211
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



900 39 39 39

www.proclinic.es