

# Escáner intraoral

**B Technoflux**



Estimado cliente.

Gracias por elegir el Escáner Intraoral de Technoflux. Para que el equipo funcione correctamente, preste atención a los siguientes puntos clave:

1. Antes de instalar el software de escaneo, asegúrese de que su ordenador cumpla con los requisitos de configuración. Si la potencia de procesamiento es insuficiente, el escaneo y el procesamiento de registros se retrasarán. Los requisitos de configuración detallados son los siguientes:

<b>CPU</b>	Intel Core i7/i9 (10ª/11ª generación), con frecuencia base de 3.0GHz o más. AMD R7 5800H o más, con frecuencia base de 3.0GHz o más.	No compatible con CPU de Apple
<b>GPU</b>	NVIDIA GeForce RTX 4060 o más.	No compatible con GPU de AMD
<b>RAM</b>	16GB de RAM o más.	
<b>Pantalla</b>	Pantalla con Resolución HD de 1920 x 1080 o más.	
<b>Sistema Operativo</b>	Windows 7 / 10 / 11	No compatible con Apple IMAC
<b>Puertos USB</b>	USB 3.0 / 3.2 / 3.2 (por lo menos 2)	

2. Para garantizar la potencia de procesamiento del ordenador, asegúrese de conectar el cable de alimentación y configurarlo en el modo de máximo rendimiento para garantizar el correcto funcionamiento del software.

3. Durante el uso, asegúrese de que el ordenador permanezca conectado a la red wifi y que la señal sea estable; de lo contrario, el software no funcionará correctamente.